

Prolystica® 2x konzentriertes enzymatisches Einweich- und Reinigungsmittel

STERIS®






**WIRKSAME, SCHNELLE
REINIGUNG BEI
HOHEM SCHUTZ**

Herausragende Reinigungsleistung, kurze Reinigungsdauer
und hoher Instrumentenschutz bei manuellen
und automatischen Reinigungsprozessen

NEUE Generation von Instrumentenreinigern

Prolystica® 2x Konzentriertes enzymatisches Einweich- und Reinigungsmittel



Eigenschaften	Vorteile
Zwei Proteasen mit optimierter Tensidmischung	Hochwirksame, schnelle Reinigung bei jeder Wasserqualität, zur Entfernung von Blut, Fett, Schleim und anderen Verunreinigungen auf chirurgischen Instrumenten
pH-neutral	Breite Kompatibilität mit Instrumentenmaterialien, einschließlich flexibler Endoskope
Verbesserter Korrosionsschutz	Schützt Instrumente vor Korrosion durch Wasser und Wasserverunreinigungen
Spezielle Rezeptur für manuelle und automatische Reinigungsprozesse	Reiniger für den alleinigen Gebrauch
Konzentrierte niedrige Dosis (1 – 4 ml/l)	Niedrige Kosten pro Anwendung
Geringe Schaumbildung	Setzt den Pumpendruck des Reinigungsgeräts und den Impuls des Strahls nicht herab
Umweltfreundlich	Rezeptur enthält biologisch abbaubare Tenside, Komplexbildner/Maskierungsmittel und Korrosionshemmer Auslieferung in vollständig wiederverwertbaren HDPE-Gebinden
Leichtes Abspülen	Lässt sich leicht von den Instrumentenoberflächen abspülen
Angenehmer Duft	Wirkt während des Reinigungsprozesses unangenehmen Gerüchen der Verunreinigungen auf chirurgischen Instrumenten entgegen

Umweltschutz mit STERIS

Die Instrumentenreiniger der Serie Prolystica enthalten biologisch abbaubare Tenside, Komplexbildner/Maskierungsmittel und Korrosionshemmer. Auslieferung in vollständig wiederverwertbaren HDPE-Gebinden.

Die technische Dokumentation können Sie bei Ihrem STERIS-Vertreter anfordern, der auch für Informationen über Zubehörprodukte zur Verfügung steht.

Größe der Gebinde: 6 x 1 Liter, 2 x 5 Liter, 10 Liter und 20 Liter

STERIS-NIEDERLASSUNGEN WELTWEIT

Benelux	32 2 523 2488	Kanada	1 905 677 0863
China	86 21 6137 1166	Korea	82 2 517 1517
Deutschland	49 2203 890 6969	Lateinamerika	800 884 9550
Frankreich	33 2 38 70 83 50	Malaysia	6 03 7954 9822
Griechenland	30 210 6800 848	Schweiz	41 32 376 0200
Indien	91 33 2367 5150	Singapur	65 68 41 7677
Italien	39 022 13 034 1	Spanien	34 916 585 920
Japan	81 3 5521 2104	Vereinigtes Königreich	44 1256 840400

Dokument Nr. M3340DE.2009-07, Version A
TPS, gedruckt 09/2009, 1000

©2009 STERIS Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.

Technologie zum Schutz vor Infektion und Kontamination™



STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 ■ USA
440-354-2600 ■ 800-548-4873
www.steris.com

STERIS Deutschland GmbH
Eupener Str. 70
D - 50933 Köln

Telefon: +49 (0)2 21 - 46 61 20-30
Telefax: +49 (0)2 21 - 46 61 20-40

email: HCInfo@steris.com
www.steris.com/international