



Bei einem hohen Aufbereitungsaufkommen sollten Sie über den Einsatz eines RACK-Systems nachdenken. Wir bieten Ihnen ein System, mit dem Sie besonders einfach und platzsparend bis zu 10 Wannen für den Aufbereitungsprozess lagern können.

- Kapazität von bis zu 10 Wannen
- Lagerung von sauberen oder schmutzigen Endoskopen
- Kompakte Größe
- schnelle Handhabung von Wanne

Technische Daten:

- Abmessungen: 61 (B) x 61 (T) x 193 (H) cm
- Gewicht: 40 kg



Für den problemlosen Transport der Endoskope zwischen Untersuchungs- und Aufbereitungsraum empfehlen wir den Soluscope Trolley. Dieser macht es möglich, bis zu 4 Aufbereitungswannen gleichzeitig zu transportieren.

- Kapazität von bis zu 4 Wannen
- kompakt und mobil durch eingebaute Räder

Technische Daten:

- Abmessungen: 60 (B) x 50 (T) x 83 (H) cm
- Abmessungen: 60 (B) x 50 (T) x 83 (H) cm mit Griff
- Abmessungen: 60 (B) x 50 (T) x 92 (H) mit Wanne auf oberem Regal
- Gewicht: 20 kg