

Geeignet zur Aufbereitung von:

- Hohle Instrumente

Besondere Merkmale:

- Ophthalmologie Instrumente Injektion Spülkorb
- Ermöglicht das Waschen von Hohlkörpern durch die Verwendung von speziellen Kassetten mit Anschlüssen an den Hydraulikzylinder.
- Zusätzliche Kassetten ohne Injektionsverbindungen aufbewahren
- 2 Kassetten mit Injektionsanschlüssen
- bis zu 2 Kassetten ohne Injektionsanschlüsse

Technische Daten*

A (Höhe) mm 230 / 9.05 Zoll
B x T x H (mm): 395 x 495 x 130
B x T x H (Zoll): 15.63 x 19.49 x 5.12

Material: AISI 304 Edelstahl, Kunststoff-Komponenten



***Änderungen an Produkten oder technischen Spezifikationen vorbehalten.**