

**Geeignet zur Aufbereitung von:**

- Delikate Ophthalmologieinstrumenten
- Delikate Zahninstrumente

**Besondere Merkmale:**

- Einsatz für delikate Ophthalmologie oder zahnärztliche Instrumente
- Bis zu 12 Instrumente (Kapazität kann je nach Form und Durchmesser der Instrumente variieren)
- Max. Instrumentenlänge 165mm
- Max. Gerät Ø20mm

**Technische Daten\***

B x T x H (mm): 180 x 170 x 45  
B x T x H (Zoll): 7,08 x 6,70 x 1,77

Material: AISI 304 Edelstahl,  
Kunststoffkomponenten



**\*Änderungen an Produkten oder technischen Spezifikationen vorbehalten.**