

**Geeignet zur Aufbereitung von:**

- Delikate Ophthalmologieinstrumenten
- Delikate Zahninstrumente

**Besondere Merkmale:**

- Bis zu 10 Instrumente (Kapazität kann je nach Form und Durchmesser der Instrumente variieren)
- Max. Instrumentenlänge 200mm
- Max. Gerät Ø20mm

**Technische Daten\***

B x T x H (mm): 125 x 215 x 35  
B x T x H (Zoll): 4,92 x 8,46 x 0,78

Material: AISI 304 Edelstahl,  
Kunststoffkomponenten



**\*Änderungen an Produkten oder technischen Spezifikationen vorbehalten.**