

Miele CubeX

Kleinsterilisator für den Dental-Bereich



- 1-türiges Tisch-Aufstellgerät mit Trockungsunterstützung EcoDry
- 2 verschiedene Kammergrößen (17 u. 22 Liter)
- geeignet für Praxen und Kliniken
- Benutzerfreundliche Bedienung mittels modernem Touch-Farbdisplay
- lückenlose Prozessdokumentation
- Schnittstellen Ethernet, WiFi-Verbindung (optional), USB
- effizienter Instrumentenkreislauf
- ergonomisches Design

Der neue Kleinsterilisator CubeX von Miele ist eine leistungsstarke, innovative, noch schnellere und effiziente Sterilisations-Lösung und übertrifft als Premiummodell selbst höchste Qualitätsansprüche. Dieses Gerät steht für eine sichere und zuverlässige Aufbereitung von zahmedizinischen Instrumenten in noch kürzeren Zeiträumen dank EcoDry-Technologie.

Geeignet für Praxen und Kliniken ist der CubeX in zwei Kammergrößen (17 und 22 Liter) erhältlich. Das Farb-Touchdisplay ermöglicht benutzerfreundliche Bedienung durch intuitive Menüführung. Im Praxis- und Klinikalltag überzeugt der CubeX durch längere Lebensdauer der Instrumente, noch schnellere Trocknungsergebnisse und Energieersparnis, was durch kürzere Programmlaufzeiten erreicht wird. Das Gerät erfüllt so höchste Standards an Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Der Miele CubeX besitzt 4 Zyklen für Instrumente, Textilien, Kassetten und Container:

- 121°C Universal 20,5 min
- 134°C Universal 5,5 min
- 134°C Prionen* 20,5 min
- Helix-B&D-Test
- Vakuumtest
- Schnellzyklus Standard Klasse S 3,5 min

* Prionen sind infektiöse Erreger, die mit keinem anderen Erregertyp vergleichbar sind... (siehe RKI)

Miele CubeX

Kleinsterilisator für den Dental-Bereich



Bauform

Typ	Auftischgerät
Außenverkleidung	Weiß
Front/Rückseite	Kunststoff
Elektrische Türverriegelung	Ja
Beheizungsart	Elektro
Servicefreundliche Konstruktion	einfacher Geräteaufbau / einfacher Gerätezugang

Anwendung

geeignet für Dentalpraxen, Arztpraxen, ambulante OP-Praxen

Steuerung

Steuerungstyp	TouchControl
Programmwahl	Touch-Farbdisplay
Displaygröße	4,3"
Direktwahltasten	Ja
Programmierbarkeit	Einstellung definierter Parameter
Anzahl Programme	4
Restzeitanzeige	Ja
Programmablaufanzeige	Ja
Einstellbare Displaysprachen	Ja
Programmabbruchroutine	Ja
lückenlose Prozessdokumentation	Chargenspeicher: 400 Zyklen
automatische Wartungsanzeige	Ja

Wasseranschluss/-ablauf

Automatisches Wasserfüllventil	Ja
erforderlicher Fließdruck	200 – 860 kPa
Leitwert	15 µS / cm
Leitfähigkeitsüberwachung	Ja / permanent
max. Wasserzulauftemperatur	35°C
max. Abflussmenge	1 l/min
Wärmeabgabe an den Raum	3,0 Mj/h

Ausstattung

Leistungsstarke geräuscharme Vakuumpumpe, Schnittstellen zur Prozessdokumentation, Ausgabeformat von Protokollen im HTML- oder SCL-Format, individuelle Zykleneinstellungen, Möglichkeit zur Protokollausgabe an externe Software / externes Endgerät, Warn- und Fehlanzeige, Grundausstattung inklusive, Ruhemodus, Vakuumherzeugung

Miele CubeX

Kleinsterilisator für den Dental-Bereich



	Miele CubeX 17 Liter		Miele CubeX 22 Liter	
Kapazität				
Instrumente		4,5 kg		6,0 kg
Textilien		1,5 kg		2,0 kg
Kassetten, Container		9,0 kg		9,0 kg
Programme und Steuerung				
121°C Universal	leer	35		35
(Haltezeit 20,5 min**)	volle Beladung	62		67
134°C Universal	leer	22,5		22,5
(Haltezeit 5,5 min**)	volle Beladung	42,5		56,5
134°C Prionen	leer	38		38
(Haltezeit 20,5 min**)	volle Beladung	59		63
Schnellzyklus	leer	13		13
(Haltezeit 3,5 min)	2 kg	20		21
Vakuumtest		17		18
Helix-B&D-Test		21		21
Abmessungen & Gewicht				
Außenmaße (HxBxT netto)		452 x 465 x 634 mm		452 x 465 x 634 mm
Außenmaße (HxBxT brutto)		650 x 600 x 800 mm		650 x 600 x 800 mm
Leergewicht		46,0 kg		47,5 kg
Nettogewicht		46,0 kg		46,0 kg
Bruttogewicht		52,0 kg		52,0 kg
Kammergröße		Ø 250 mm x T 362 mm		Ø 250 mm x T 440 mm
Elektrische Anschlußdaten				
Stromversorgung		200 – 240 VAC, 50/60 Hz, 10 A		200 – 240 VAC, 50/60 Hz, 10 A
Leistungsaufnahme		2,0 – 2,4 kW		2,0 – 2,4 kW
Normkonformität		93/42/EWG, 2014/68/EU, 2012/19/EU, DIN EN 13060, EM 61010-1, EN 61010-1-040, EN 61326-1, EN 61770		
Lieferumfang		3 x Aluminiumtrays für Cube / 5 x Aluminiumtrays für Cube X, Drehbarer Trayträger, Trayhalter, Ablassschlauch, Netzkabel, Türöffner und USB-Stick		
Schnittstellen zur Prozessdokumentation				
Ethernet				Ja
USB-Schnittstelle				5x USB, 1x Ethernet
WLAN				optional

** Programmzeiten können je nach Ladungsart, Trocknungszeit sowie Strom- und Wasserversorgung variieren