

Produktinformation GW 4060SC

Reinigungs- und Desinfektionsautomat



Artikelnummer 10103050



Geeignet zur Aufbereitung von:

- Laborglas
- Utensilien
- Schüsseln und Schalen

Besondere Merkmale:

- Edelstahlausführung doppelwandig und isoliert
- Klapptür mit Sicherheitsverriegelung
- Mikroprozessorsteuerung
- Heißluft-Trocknung mit Luftfilter 98% DOP
- Antibakteriell thermische Desinfektion bis 95°C
- 2 unabhängige Waschetagen mit Teleskopführung
- Wasserenthärter mit Salzsensoren
- 1 Dosierpumpe für flüssigen Reiniger
- 1 Dosierpumpe für flüssigen Neutralisator
- 1 Dosierpumpe zusätzlich möglich (Option)
- ECO-SLIM Dampfkondensator integriert

Technische Daten*

Elektronische Steuerung
Programme
programmierbare Programmphasen
Anzeige
Temperatur in der Kammer
Temperaturüberwachung der Kammer
Schnittstellen
Bedienfeld
Waschtank / Trocknung
Leistung Waschpumpen
Geräuschentwicklung
Elektro-Anschluss

Wasseranschluss

Waschkammer (B x T x H):
Außenabmessungen (B x T x H):
Gewicht

Material Waschkammer
Material Außenverkleidung

Mikroprozessor
9 Standard + 6 frei programmierbar
8
Segmentanzeige mit LED-Anzeige
von Umgebungstemperatur bis zu 95 °C
PT 1000 Klasse B
RS 232 für PC und externen Drucker
Folientastatur
elektrisch beheizt
400 l/min
50 dB
3/N/PE 400 V – 50 Hz 7,0 kW max.

Kaltwasser, VE-Wasser

520 x 515 x 545 mm
600 x 605 x 850 mm
90 kg

AISI 316L
AISI 304

Typgeprüft nach:

EN 61010-1:2001, EN 61010-2-040:2005, EN 61326-1:2006, EN 61770:2009, 2006/95/CE, 2004/108/CE

*Änderungen an Produkten oder technischen Spezifikationen vorbehalten.

Zusatzoptionen

AF4060	HEPA-Filter
AS4060	Aqua Stopp-Vorrichtung
B6040L	Edelstahlunterbau B = 600 mm
FLUX4060	Dosiermittelüberwachung Waschmittel für Schlauchpumpen
IRCP	Sprüharm oben
P34060	Schlauchpumpe für Natronlauge
P44060	Schlauchpumpe für Antischaummittel
PAD1	Druckerhöhungspumpe für VE-Wasser
PAD2	Druckerhöhungspumpe für VE-Wasser
PAD2R	PAD2 Relais-Kit
PAD2X	Edelstahl-Druckerhöhungspumpe für VE-Wasser
T6040	Edelstahl-Rahmengestell - Unterbau B = 600 mm
TOP60I	Abdeckplatte für Einbauversion 600 mm
TRACELOG	Chargendokumentations-Software
WD-LANE	Daten-Kommunikationskarte
WD-LS3060	Waschmittel-Leerstandsmelder
WD-PRINTE	Externer Drucker

Weitere Maschinenoptionen auf Anfrage erhältlich!