

# Produktinformation DS 50 HDRSD

Reinigungs- und Desinfektionsautomat



Artikelnummer 10101130



## Anwendungsgebiete:

- Instrumentenaufbereitung
- Laborutensilien

## Besondere Merkmale:

- Stand- bzw. Untertischgerät
- Edelstahlausführung, doppelwandig und isoliert
- Klapptür aus Vollglas
- Mikroprozessorsteuerung
- Antibakteriell thermische Desinfektion bis 93°C
- 1 Waschetage
- 3-fach Wasserfilterungssystem zum Schutz vor Verschmutzung und Glasbruch
- Abluftkondensator
- 1 Dosierpumpe für flüssige Reiniger
- Temperaturüberwachung durch 2 Sensoren
- Starke Spülpumpe für optimalen Sprühdruk
- 2 rotierende Wascharme, 1x am Boden und 1x an der Decke der Waschkammer
- Waschkammeranschluss für Injektorwagen
- Heißlufttrocknung
- Ergonomische Arbeitshöhe für Be- und Entladung
- Wasserenthärter
- Integrierte USB-Schnittstelle (Chargendokumentation)
- Chemieschrank im Sockelaufbau

## Technische Daten\*

Elektronische Steuerung  
Programme  
Anzeige  
Schnittstellen

Mikroprozessor  
40 Programme (20 gespeichert + 20 programmierbar)  
Farb-LCD Display, Softtouch Pad  
RS 232 zum Anschluss eines Druckers + USB-Schnittstelle

Elektro-Anschluss  
Gesamtanschlusswert  
Anschlusswert Pumpe  
Geräuschentwicklung  
zul. Umgebungstemperatur min./max.  
Trocknergebläse  
Trocknerheizung

230 V/3~+N/50 Hz  
2750 W  
150 W  
52 dB (A)  
+5°C / +40°C  
Bis 100m<sup>3</sup>/h  
750W

Abmessungen  
Wasseranschluss  
Waschkammervolumen  
Waschkammer (B x T x H):  
Außenabmessungen (B x T x H):  
Gewicht

Kaltwasser  
60 Liter  
415 x 480 x 375 mm  
560 x 577 x 825 mm  
50 kg

Material Waschkammer  
Material Außenverkleidung

AISI 316L Edelstahl  
AISI 304 Edelstahl

**\*Änderungen an Produkten oder technischen Spezifikationen vorbehalten**

**Hergestellt entsprechend folgender Richtlinien und Normen:**

**EN 61010-1, EN 61010-2-040, ISO 12100, 2006/95/EC, 2004/108/EC, zugelassenes Medizinprodukt (93/42/CEE) und entspricht den Anforderungen der EN ISO 15883**

## Zusatzoptionen

- 1 zusätzliche Dosierpumpe
- Externer Drucker ST1
- VE-Wasser-Anschluss
- HEPA-Luftfilter H14
- Durchflussmesser

**Weitere Maschinenoptionen auf Anfrage erhältlich!**

