



Anwendungsgebiete:

- Instrumentenaufbereitung
- Chirurgische Instrumente
- Laborutensilien
- OP-Schuhe
- Anästhesie-Material

Besondere Merkmale:

- Edelstahlausführung, doppelwandig & isoliert
- Unterbau oder freistehendes Modell
- Klapptür aus Edelstahl
- Mikroprozessorsteuerung
- Antibakteriell thermische Desinfektion bis 93°C
- 2 unabhängige Waschetagen, obere mit Teleskopführung
- Abluftkondensator
- Temperaturüberwachung durch 2 Sensoren
- Leistungsstarke Spülpumpe für optimalen Sprühdruk
- 2 Dosierpumpe für flüssige Reiniger
- Separates Reinigungs- und Trocknungssystem
- Heißlufttrocknung
- Edelstahlschrank für 4x 5 Liter Kanister Chemie
- Luft-Vorfilter 98%

Technische Daten*

Elektronische Steuerung
Programme
Anzeige
Schnittstellen

Mikroprozessor
40 Programme (20 gespeichert + 20 programmierbar)
LED-Display
RS 232-Schnittstelle zum Anschluss externer Drucker

Elektro-Anschluss
Gesamtanschlusswert
Anschlusswert Pumpe
Geräuschentwicklung
Wasseranschluss
zul. Umgebungstemperatur min./max.
Trocknergebläse
Trocknerheizung

400 V/50 Hz
5600 W
550 W
56 dB (A)
Kaltwasser, Warmwasser, VE-Wasser
+5°C / +40°C
Bis 150m³/h
2000 W

Abmessungen
Waschkammervolumen
Waschkammer (B x T x H):
Außenabmessungen (B x T x H):
Gewicht

171 Liter
555 x 500 x 540 mm
900 x 630 x 840 mm
115 kg

Material Waschkammer
Material Außenverkleidung

AISI 316L Edelstahl
AISI 304 Edelstahl

***Änderungen an Produkten oder technischen Spezifikationen**

Hergestellt entsprechend folgender Richtlinien und Normen:

EN 61010-1, EN 61010-2-040, ISO 15883-1, ISO 15883-2, ISO 12100, 2006/95/EC, 2004/108/EC

Zusatzoptionen

- Glasfenster-Tür
- Durchflussmesser
- HEPA-Luftfilter H14, 99,99%
- Druckerhöhungspumpe VE-Wasser
- Waschkammerbeleuchtung
- VE-Wasser Boiler (18 Liter) seitlicher Anbau
- VE-Wasser Boiler (18 Liter) im Unterbau Maschine
- Ablauf-Magnetventil (Kühlung)
- Unterbau-Schrank mit Flügeltüren
- Edelstahlschrank für Ionenaustauscher
- 3. und 4. zusätzliche Dosierpumpen
- Externer Drucker ST2
- Wasserenthärter

Weitere Maschinenoptionen auf Anfrage erhältlich!

