



**APWD 060 Basiskorb**

- Zur Aufnahme von diversen Einsätzen und Siebschalen
- Beladungsmaße H 230 mm; T 395 x B 370 mm
- Hinweis: Im Bereich der Korbabkoppelung ist über eine Breite von 50 mm nur eine Tiefe von 370 mm vorhanden.



**APWD 079 Injektorkorb**

- zur optimalen Aufnahme von Hohlkörperinstrumenten, Einsätzen & Siebschalen
- Ausgestattet mit 16 Injektorplätzen, davon 8 mit Spülhülse A 817 und 8 mit Blindschraube APLW 072 bestückt
- Beladungsmaße H 230, B 320, T 395 mm



**APWD 062 Einsatz**

- Zur Aufnahme von stehendem Instrumentarium
- Geeignet z.B. für die Aufnahme von Feilen, Meißel und andere Podologieinstrumenten
- H 120, B 125, T 395 mm



**E 807 Einsatz**

- Für 3 Sieb-/Nierenschalen oder Instrumententablets
- 4 Halterungen (3 Fächer)
- H 165, Abstand 58 mm
- H 144, B 140, T 290 mm



**E 491 Einsatz**

- Einsatz für rotierende Instrumente der Podologie
- Für 18 Schäfte, max. ø 1,8 mm
- Für 30 Schäfte, max. ø 2,8 mm
- H 53, B 70, T 120 mm



**E 521/2 Einsatz**

- Zur Aufnahme von 7 Zangen
- Fächergröße 21 x 80 mm
- H 135, B 100, T 189 mm



**E 473/2 Einsatz**

- Sieb mit Deckel für Kleinstteile
- Zum Einhängen in Siebschalen
- H 88, B 66, T 66 mm



**APLW 072 Blindschraube**

- Zum Verschließen von Verschraubungen an Beladungsträgern, z.B. APWD 079
- H 15, B 10, T 10 mm



**E 373 Einsatz 1/6**

- Zur Aufnahme von HNO-Instrumentarium (z. B. Ohrtrichter)
- Aus Drahtgeflecht mit folgenden Maschenweiten:  
Boden 3 mm, Seiten 1,7 mm, Deckel 3 mm
- 28 senkrechte Haltestäbe
- 2 schwenkbare Tragegriffe
- Für Ober- bzw. Unterkorb
- H 55, B 150, T 225 mm



**E 416 Einsatz 1/4**

- Zur Aufnahme von 6 ein- oder zwei-teiligen Spekula
- 7 Halterungen, Abstand 40 mm
- Für Ober- bzw. Unterkorb (Oberkorb nur mit einteiligen Spekula zu bestücken)
- H 157, B 178, T 279 mm



**E 803 Einsatz 2/5**

- Zur Aufnahme von Ohren- und Nasenspekula
- 160 Fächer ca. 13 x 13 mm
- Maschenweite Boden: 1,7 mm
- Für Ober- bzw. Unterkorb
- H 63, B 165, T 317 mm



**E 802/1**

- Für die Aufnahme von Sonden, Pinzetten oder Mundspiegeln
- 3 Kunststoffaufnahmen
- 8 Fächer ca. 30 x 28 mm Breite
- 8 Fächer ca. 16 x 28 mm
- 15 Fächer ca. 16 x 20 mm
- H 113, B 163, T 295 mm

Bestückungsmöglichkeiten der Komponenten nach Einsatzfeldern

	<b>APWD 060</b>	<b>APWD 079</b>	<b>A 817</b> enthaltten in APWD 079	<b>APLW 072</b> enthaltten in APWD 079	<b>APWD 062</b>	<b>E 373</b>	<b>E 416</b>	<b>E 473/2</b>	<b>E 491</b>	<b>E 521/2</b>	<b>E 802/1</b>	<b>E 803</b>	<b>E 807</b>
<b>Podologie</b>	1				1			1	1	1	1		1
<b>Gynäkologie</b>	1				1		1						
<b>HNO</b>	1	1	(8)	(8)	1	1						1	
<b>Dermatologie</b>	1				2								
<b>Tatoo Studios</b>	1				2								
<b>Med. Praxen</b>	1				2								